



AZKA DE04 Dual Motorlu Alüminyum Korkuluklu Ekonomik Hasta Karyolası

Kumanda	Mevcut / Available	Çapraz Fren Kilitleme	Mevcut / Available
Min. Yükseklik (mm) Şilte Hariç	420 mm	Maksimum Uzunluk (mm)	2165 mm
Maksimum Genişlik (mm)	960 mm	Yatak Uzunluğu (mm)	1950 mm
Başlık Yükseliği (mm) Şilte Hariç	450 mm	Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Dahil	236 mm
Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Hariç	310 mm	Korkuluk Yükseliği (mm) Şilte Hariç	360 mm
Yatak Genişliği (mm)	820 mm	Sırt Yatma Açısı	0°-70°
Ayak Yatma Açısı	0°-34°	Serum Askısı	Mevcut / Available
Başlık Tipi	ABS	Ürün Rengi	RAL9010 Beyaz / White
Yatma Yüzeyi Havalandırma Delikleri	Mevcut / Available	Yatak Dansitesi	22-28-32
Tekerlek (mm)	100 mm	Net Ağırlık (kg)	52 kg
Brüt Ağırlık (kg)	55 kg	Dış Ölçüler (mm)	960x2160x870 mm
Taşıma Kapasitesi (kg)	160 kg	Korkuluk Tipi	ALU
Teker Maşa Tipi	Çelik / Steel		