



AZKA DF01 Dual Motorlu Alüminyum Korkuluklu Katlanabilir Hasta Karyolası

Kumanda	Mevcut / Available	Çapraz Fren Kilitleme	Mevcut / Available
Min. Yükseklik (mm) Şilte Hariç	420 mm	Maksimum Uzunluk (mm)	2030 mm
Maksimum Genişlik (mm)	980 mm	Yatak Uzunluğu (mm)	1950 mm
Başlık Yükseliği (mm) Şilte Hariç	323 mm	Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Dahil	75 mm
Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Hariç	75 mm	Korkuluk Yükseliği (mm) Şilte Hariç	360 mm
Yatak Genişliği (mm)	820 mm	Sırt Yatma Açısı	0°-70°
Ayak Yatma Açısı	0°-34°	Serum Askısı	-
Başlık Tipi	Ahşap / Wood	Ürün Rengi	RAL9010 Beyaz / White
Yatma Yüzeyi Havalandırma Delikleri	Mevcut / Available	Yatak Dansitesi	22-28-32
Tekerlek (mm)	50 mm	Net Ağırlık (kg)	45 kg
Brüt Ağırlık (kg)	52 kg	Dış Ölçüler (mm)	1020x640x1270 mm
Taşıma Kapasitesi (kg)	160 kg	Korkuluk Tipi	ALU
Teker Maşa Tipi	Çelik / Steel		