



AZKA DFA1 Dual Motorlu ABS Korkuluklu Ekonomik Hasta Karyolası

Kumanda	Mevcut / Available	Çapraz Fren Kilitleme	Mevcut / Available
Min. Yükseklik (mm) Şilte Hariç	420 mm	Maksimum Uzunluk (mm)	2140 mm
Maksimum Genişlik (mm)	1010 mm	Yatak Uzunluğu (mm)	1950 mm
Başlık Yükseliği (mm) Şilte Hariç	415 mm	Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Dahil	235 mm
Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Hariç	295 mm	Korkuluk Yükseliği (mm) Şilte Hariç	350 mm
Yatak Genişliği (mm)	820 mm	Sırt Yatma Açısı	0°-70°
Ayak Yatma Açısı	0°-34°	Serum Askısı	Mevcut / Available
Başlık Tipi	ABS	Ürün Rengi	RAL9010 Beyaz / White
Yatma Yüzeyi Havalandırma Delikleri	Mevcut / Available	Yatak Dansitesi	22-28-32
Tekerlek (mm)	125 mm	Net Ağırlık (kg)	58 kg
Brüt Ağırlık (kg)	62 kg	Dış Ölçüler (mm)	1010x2140x520 mm
Taşıma Kapasitesi (kg)	160 kg	Korkuluk Tipi	ABS
Teker Maşa Tipi	ABS	Trendelenburg	-