



AZKA MF01 Manuel Katlanabilir Evde Bakım Karyolası

Kumanda	-	Çapraz Fren Kilitleme	Mevcut / Available
Min. Yükseklik (mm) Şilte Hariç	385 mm	Maksimum Uzunluk (mm)	2045 mm
Maksimum Genişlik (mm)	940 mm	Yatak Uzunluğu (mm)	1950 mm
Başlık Yükseliği (mm) Şilte Hariç	465 mm	Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Dahil	350 mm
Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Hariç	350 mm	Korkuluk Yükseliği (mm) Şilte Hariç	-
Yatak Genişliği (mm)	820 mm	Sırt Yatma Açısı	0°-70°
Ayak Yatma Açısı	0°-35°	Serum Askısı	-
Başlık Tipi	Ahşap / Wood	Ürün Rengi	RAL9010 Beyaz / White
Yatma Yüzeyi Havalandırma Delikleri	Mevcut / Available	Yatak Dansitesi	22-28-32
Tekerlek (mm)	125 mm	Net Ağırlık (kg)	36 kg
Brüt Ağırlık (kg)	40 kg	Dış Ölçüler (mm)	980x450x1350 mm
Taşıma Kapasitesi (kg)	160 kg	Korkuluk Tipi	-
Teker Maşa Tipi	Çelik / Steel		