



G099 Manuel Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Geniřlięi	45 cm	Oturma Yeri Derinlięi	42 cm
Oturma Yeri Ykseklięi	48 cm	Oturma Yeri Aısı	-
Sırtlık Ykseklięi	35 cm	Kolak Ykseklięi	21 cm
Toplam Geniřlik	68.5 cm	Toplam Ykseklik	85.5 cm
Toplam Uzunluk	97 cm	Katlanır Geniřlik	27 cm
Arka Tekerler	22" PVC	n Tekerler	7" PVC
Materyal	elik/ Steel	rn Aęırlıęı	12.78 kg
Max.Tařıma Kapasitesi	100 kg	Koli lleri	89-24-87 cm
Konteyner Yk Adedi	20'DC / 135 – 40'DC / 355	Tilt	-