



G100C Pediatrik Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Geniřlięi	38 cm	Oturma Yeri Derinlięi	39.5 cm
Oturma Yeri Ykseklięi	48 cm	Oturma Yeri Aısı	-
Sırtlık Ykseklięi	40 cm	Kolak Ykseklięi	23 cm
Toplam Geniřlik	54 cm	Toplam Ykseklik	86 cm
Toplam Uzunluk	94 cm	Katlanır Geniřlik	23.5 cm
Arka Tekerler	22" PVC	n Tekerler	6" PVC
Materyal	elik / Steel	rn Aęırlıęı	14.28 kg
Max.Tařıma Kapasitesi	75 kg	Koli lleri	85-21-87.5 cm
Konteyner Yk Adedi	20'DC / 182 – 40'DC / 462	Tilt	-