



G105 Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Geniřlięi	45 cm	Oturma Yeri Derinlięi	39 cm
Oturma Yeri Ykseklięi	44 cm	Oturma Yeri Aısı	–
Sırtlık Ykseklięi	42 cm	Kolak Ykseklięi	26 cm
Toplam Geniřlik	58 cm	Toplam Ykseklik	88 cm
Toplam Uzunluk	89 cm	Katlanır Geniřlik	28 cm
Arka Tekerler	16" PU	n Tekerler	8" PVC
Materyal	elik / Steel	rn Aęırlıęı	13.50 kg
Max.Tařıma Kapasitesi	120 kg	Koli lleri	74-23-72 cm
Konteyner Yk Adedi	20'DC 230 / 40'DC 550	Tilt	-