



G120 Standart Manuel Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Geniřlięi	46 cm	Oturma Yeri Derinlięi	43 cm
Oturma Yeri Ykseklięi	53 cm	Oturma Yeri Aısı	–
Sırtlık Ykseklięi	42.5 cm	Kolak Ykseklięi	19 cm
Toplam Geniřlik	64 cm	Toplam Ykseklik	85 cm
Toplam Uzunluk	102 cm	Katlanır Geniřlik	27 cm
Arka Tekerler	24" PVC	n Tekerler	7" PVC
Materyal	elik / Steel	rn Aęırlıęı	19.22 kg
Max.Tařıma Kapasitesi	120 kg	Koli lleri	81-28-90 cm
Konteyner Yk Adedi	20'DC / 140 – 40'DC / 340	Tilt	-