



G124 Standart Manuel Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Geniřlięi	46 cm	Oturma Yeri Derinlięi	45 cm
Oturma Yeri Ykseklięi	56 cm	Oturma Yeri Aısı	3°
Sırtlık Ykseklięi	51 cm	Kolak Ykseklięi	26 cm
Toplam Geniřlik	66 cm	Toplam Ykseklik	128 cm
Toplam Uzunluk	135 cm	Katlanır Geniřlik	32 cm
Arka Tekerler	24" PU	n Tekerler	8" PU
Materyal	elik / Steel	rn Aęırlıęı	27.20 kg
Max.Tařıma Kapasitesi	120 kg	Koli lleri	96-33-93 cm
Konteyner Yk Adedi	20'DC / 98 – 40'DC / 240	Tilt	-