



G124C Multi Fonksiyonel Pediatrik Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Geniřlięi	38 cm	Oturma Yeri Derinlięi	38 cm
Oturma Yeri Ykseklięi	47.5 cm	Oturma Yeri Aısı	–
Sırtlık Ykseklięi	37.5 cm	Kolak Ykseklięi	22 cm
Toplam Geniřlik	56 cm	Toplam Ykseklik	100 cm
Toplam Uzunluk	125 cm	Katlanır Geniřlik	33 cm
Arka Tekerler	22" PU	n Tekerler	6" PVC
Materyal	elik / Steel	rn Aęırlıęı	19.52 kg
Max.Tařıma Kapasitesi	75 kg	Koli lleri	84-34-82 cm
Konteyner Yk Adedi	20'DC / 120 – 40'DC / 278	Tilt	-