



G124E Multi Fonksiyonel Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Geniřlięi	45 cm	Oturma Yeri Derinlięi	45 cm
Oturma Yeri Ykseklięi	52.5 cm	Oturma Yeri Aısı	-
Sırtlık Ykseklięi	44-73 cm	Kolak Ykseklięi	23 cm
Toplam Geniřlik	62.5 cm	Toplam Ykseklik	119 cm
Toplam Uzunluk	130 cm	Katlanır Geniřlik	27.5 cm
Arka Tekerler	24" PU	n Tekerler	8" PU
Materyal	elik / Steel	rn Aęırlıęı	21.70 kg
Max.Tařıma Kapasitesi	120 kg	Koli lleri	96.5-31-87 cm
Konteyner Yk Adedi	20'DC / 108 – 40'DC / 250	Tilt	-