



G130Y Standart Manuel Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Geniřlięi	35-40-45-50 cm	Oturma Yeri Derinlięi	41 cm
Oturma Yeri Ykseklięi	52 cm	Oturma Yeri Aısı	–
Sırtlık Ykseklięi	50 cm	Kolak Ykseklięi	23 cm
Toplam Geniřlik	66 cm	Toplam Ykseklik	92 cm
Toplam Uzunluk	100 cm	Katlanır Geniřlik	31 cm
Arka Tekerler	24" PU	n Tekerler	8" PU
Materyal	elik / Steel	rn Aęırlıęı	17.08 kg
Max.Tařıma Kapasitesi	120 kg	Koli lleri	79-33-78 cm
Konteyner Yk Adedi	20'DC / 147 – 40'DC / 350	Tilt	-