



G132 Standart Manuel Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Geniřlięi	45 cm	Oturma Yeri Derinlięi	40 cm
Oturma Yeri Ykseklięi	56 cm	Oturma Yeri Aısı	–
Sırtlık Ykseklięi	45 cm	Kolak Ykseklięi	26 cm
Toplam Geniřlik	64 cm	Toplam Ykseklik	100 cm
Toplam Uzunluk	105 cm	Katlanır Geniřlik	30 cm
Arka Tekerler	24" PU	n Tekerler	8" PU
Materyal	elik / Steel	rn Aęırlıęı	17,44 kg
Max.Tařıma Kapasitesi	120 kg	Koli lleri	80-30-90 cm
Konteyner Yk Adedi	20'DC / 130 – 40'DC / 301	Tilt	-