



G140 Standart Manuel Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Geniřlięi	55 cm	Oturma Yeri Derinlięi	47 cm
Oturma Yeri Ykseklięi	56 cm	Oturma Yeri Aısı	–
Sırtlık Ykseklięi	40 cm	Kolak Ykseklięi	22 cm
Toplam Geniřlik	71 cm	Toplam Ykseklik	94 cm
Toplam Uzunluk	111 cm	Katlanır Geniřlik	31 cm
Arka Tekerler	24" PU	n Tekerler	8" PU
Materyal	elik / Steel	rn Aęırlıęı	19.20 kg
Max.Tařıma Kapasitesi	205 kg	Koli lleri	82-32-90 cm
Konteyner Yk Adedi	20'DC / 104 – 40'DC / 300	Tilt	-