



G305 Alüminyum Pediatrik Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Genişliği	35 cm	Oturma Yeri Derinliği	37.5 cm
Oturma Yeri Yüksekliği	49 cm	Oturma Yeri Açısı	–
Sırtlık Yüksekliği	42 cm	Kolçak Yüksekliği	20 cm
Toplam Genişlik	53 cm	Toplam Yükseklik	93 cm
Toplam Uzunluk	90 cm	Katlanır Genişlik	32 cm
Arka Tekerler	22" PU	Ön Tekerler	6" PVC
Materyal	Alüminyum / Aluminum	Ürün Ağırlığı	11.24 kg
Max.Taşıma Kapasitesi	100 kg	Koli Ölçüleri	90-34-74 cm
Konteyner Yük Adedi	20'DC / 125 – 40'DC / 280	Tilt	-