



G333 Alüminyum Pediatrik Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Genişliği	20-30-35 cm	Oturma Yeri Derinliği	26-30-36 cm
Oturma Yeri Yüksekliği	47-44-39 cm	Oturma Yeri Açısı	–
Sırtlık Yüksekliği	39 cm	Kolçak Yüksekliği	21 cm
Toplam Genişlik	41-43-46 cm	Toplam Yükseklik	86 cm
Toplam Uzunluk	73 cm	Katlanır Genişlik	40 cm
Arka Tekerler	20" PNU	Ön Tekerler	4" PU
Materyal	Alüminyum / Aluminum	Ürün Ağırlığı	14.92 kg
Max.Taşıma Kapasitesi	75 kg	Koli Ölçüleri	76-39-90 cm
Konteyner Yük Adedi	20'DC / 105 – 40'DC / 250	Tilt	-