



G458 Cerebral Palsy Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Geniřlięi	45 cm	Oturma Yeri Derinlięi	39 cm
Oturma Yeri Ykseklięi	49 cm	Oturma Yeri Aısı	–
Sırtlık Ykseklięi	50 cm	Kolak Ykseklięi	23.5 cm
Toplam Geniřlik	60 cm	Toplam Ykseklik	124 cm
Toplam Uzunluk	114 cm	Katlanır Geniřlik	33 cm
Arka Tekerler	16" PU	n Tekerler	6" PVC
Materyal	elik / Steel	rn Aęırlıęı	22,64 kg
Max.Tařıma Kapasitesi	100 kg	Koli lleri	81-36-94 cm
Konteyner Yk Adedi	20'DC / 98 – 40'DC / 200	Tilt	-