



G458C Pediatrik Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Geniřlięi	38 cm	Oturma Yeri Derinlięi	39 cm
Oturma Yeri Ykseklięi	50 cm	Oturma Yeri Aısı	-
Sırtlık Ykseklięi	45 cm	Kolak Ykseklięi	14-25 cm
Toplam Geniřlik	57.5 cm	Toplam Ykseklik	102-118 cm
Toplam Uzunluk	113 cm	Katlanır Geniřlik	36 cm
Arka Tekerler	8" PU	n Tekerler	4" PVC
Materyal	Alminyum / Aluminum	rn Aęırlıęı	11.90 kg
Max.Tařıma Kapasitesi	100 kg	Koli lleri	81-36-94 cm
Konteyner Yk Adedi	20" DC / 102 - 40" DC / 237	Tilt	Var / Available