



G468 Pediatrik Cerebral Palsy Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Geniřlięi	33 cm	Oturma Yeri Derinlięi	31.5 cm
Oturma Yeri Ykseklięi	51 cm	Oturma Yeri Aısı	-
Sırtlık Ykseklięi	60 cm	Kolak Ykseklięi	13 cm
Toplam Geniřlik	44-55 cm	Toplam Ykseklik	103 cm
Toplam Uzunluk	86 cm	Katlanır Geniřlik	-
Arka Tekerler	12" PU	n Tekerler	5.5" PU
Materyal	Alminyum / Aluminum	rn Aęırlıęı	16.92 kg
Max.Tařıma Kapasitesi	100 kg	Koli lleri	80x41x69 cm
Konteyner Yk Adedi	20'DC 125 / 40' DC 300	Tilt	-