



G490 Engelli Çocuk Puseti

Oturma Yeri Geniřlięi	26 - 32 cm	Oturma Yeri Derinlięi	32 cm
Oturma Yeri Ykseklięi	53 cm	Oturma Yeri Aısı	80 cm - 120 cm
Sırtlık Ykseklięi	50 cm	Kolak Ykseklięi	22 cm
Toplam Geniřlik	64 cm	Toplam Ykseklik	100 - 116 cm
Toplam Uzunluk	83 cm	Katlanır Geniřlik	-
Arka Tekerler	12" PU	n Tekerler	8" PU
Materyal	Alminyum / Aluminum	rn Aęırlıęı	19 Kg
Max.Tařıma Kapasitesi	60 kg	Koli lleri	82x50x66 cm
Konteyner Yk Adedi	20'DC 121 / 40'DC 290	Tilt	Var / Available