



G501 Alüminyum Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Genişliği	45 cm	Oturma Yeri Derinliği	39 cm
Oturma Yeri Yüksekliği	50 cm	Oturma Yeri Açısı	—
Sırtlık Yüksekliği	37 cm	Kolçak Yüksekliği	16 cm
Toplam Genişlik	55 cm	Toplam Yükseklik	87.5 cm
Toplam Uzunluk	80 cm	Katlanır Genişlik	29 cm
Arka Tekerler	12" PU	Ön Tekerler	6" PVC
Materyal	Alüminyum / Aluminum	Ürün Ağırlığı	9.36 kg
Max.Taşıma Kapasitesi	100 kg	Koli Ölçüleri	72-25-74 cm
Konteyner Yük Adedi	20'DC / 210 – 40'DC / 488	Tilt	-