



G502 Alüminyum Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Genişliği	45 cm	Oturma Yeri Derinliği	38 cm
Oturma Yeri Yüksekliği	47 cm	Oturma Yeri Açısı	—
Sırtlık Yüksekliği	41.5 cm	Kolçak Yüksekliği	18 cm
Toplam Genişlik	59 cm	Toplam Yükseklik	91 cm
Toplam Uzunluk	77 cm	Katlanır Genişlik	24.5 cm
Arka Tekerler	12" PU	Ön Tekerler	6" PVC
Materyal	Alüminyum / Aluminum	Ürün Ağırlığı	10.50 kg
Max.Taşıma Kapasitesi	120 kg	Koli Ölçüleri	70-29-75 cm
Konteyner Yük Adedi	20'DC / 185 – 40'DC / 450	Tilt	-