



G504 Alüminyum Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Genişliği	41 cm	Oturma Yeri Derinliği	40 cm
Oturma Yeri Yüksekliği	47 cm	Oturma Yeri Açısı	-
Sırtlık Yüksekliği	47 cm	Kolçak Yüksekliği	22 cm
Toplam Genişlik	54 cm	Toplam Yükseklik	-
Toplam Uzunluk	90 cm	Katlanır Genişlik	-
Arka Tekerler	8" PVC	Ön Tekerler	6" PVC
Materyal	Alüminyum / Aluminum	Ürün Ağırlığı	8 kg
Max.Taşıma Kapasitesi	100 kg	Koli Ölçüleri	55 x 24 x 79 cm
Konteyner Yük Adedi	20'DC / 250 - 40'DC / 630	Tilt	-