



G505 Alüminyum Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Genişliği	46 cm	Oturma Yeri Derinliği	42 cm
Oturma Yeri Yüksekliği	51 cm	Oturma Yeri Açısı	—
Sırtlık Yüksekliği	47 cm	Kolçak Yüksekliği	21 cm
Toplam Genişlik	58 cm	Toplam Yükseklik	97 cm
Toplam Uzunluk	101 cm	Katlanır Genişlik	30.5 cm
Arka Tekerler	8" PVC	Ön Tekerler	8" PVC
Materyal	Alüminyum / Aluminum	Ürün Ağırlığı	8.82 kg
Max.Taşıma Kapasitesi	100 kg	Koli Ölçüleri	31-31-86 cm
Konteyner Yük Adedi	20'DC / 350 – 40'DC / 825	Tilt	-