



G506 Hastane Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Geniřlięi	47.5 cm	Oturma Yeri Derinlięi	50 cm
Oturma Yeri Ykseklięi	49.7 cm	Oturma Yeri Aısı	5°
Sırtlık Ykseklięi	90 cm	Kolak Ykseklięi	79,5 cm
Toplam Geniřlik	63,5 cm	Toplam Ykseklik	100,5 cm
Toplam Uzunluk	110.8 cm	Katlanır Geniřlik	-
Arka Tekerler	8" PU	n Tekerler	4" PU
Materyal	elik / Steel	rn Aęırlıęı	18.5 kg
Max.Tařıma Kapasitesi	150 kg	Koli lleri	144-68-109 cm
Konteyner Yk Adedi	-	Tilt	-