



G509 Alüminyum Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Genişliği	43 cm	Oturma Yeri Derinliği	36 cm
Oturma Yeri Yüksekliği	51 cm	Oturma Yeri Açısı	-
Sırtlık Yüksekliği	36 cm	Kolçak Yüksekliği	19.5 cm
Toplam Genişlik	63 cm	Toplam Yükseklik	84 cm
Toplam Uzunluk	-	Katlanır Genişlik	42 cm
Arka Tekerler	12" PU	Ön Tekerler	5" PU
Materyal	Alüminyum / Aluminum	Ürün Ağırlığı	8.2 kg
Max.Taşıma Kapasitesi	120 kg	Koli Ölçüleri	64 x 40 x 65 cm
Konteyner Yük Adedi	20' DC 155 / 40' DC 390	Tilt	-