



## G605 Alüminyum Tekerlekli Sandalye

|                        |                                  |                       |                    |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Oturma Yeri Genişliği  | <b>45 cm</b>                     | Oturma Yeri Derinliği | <b>37 cm</b>       |
| Oturma Yeri Yüksekliği | <b>46 cm</b>                     | Oturma Yeri Açısı     | <b>–</b>           |
| Sırtlık Yüksekliği     | <b>42 cm</b>                     | Kolçak Yüksekliği     | <b>21.5 cm</b>     |
| Toplam Genişlik        | <b>63 cm</b>                     | Toplam Yükseklik      | <b>91 cm</b>       |
| Toplam Uzunluk         | <b>100 cm</b>                    | Katlanır Genişlik     | <b>31 cm</b>       |
| Arka Tekerler          | <b>20" PU</b>                    | Ön Tekerler           | <b>6" PVC</b>      |
| Materyal               | <b>Alüminyum / Aluminum</b>      | Ürün Ağırlığı         | <b>11.14 kg</b>    |
| Max.Taşıma Kapasitesi  | <b>120 kg</b>                    | Koli Ölçüleri         | <b>80-30-70 cm</b> |
| Konteyner Yük Adedi    | <b>20'DC / 165 – 40'DC / 380</b> | Tilt                  | <b>-</b>           |