



G637 Hafif Manuel Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Geniřlięi	45 cm	Oturma Yeri Derinlięi	45.5 cm
Oturma Yeri Ykseklięi	50 cm	Oturma Yeri Aısı	–
Sırtlık Ykseklięi	48 cm	Kolak Ykseklięi	23-27.5 cm
Toplam Geniřlik	74 cm	Toplam Ykseklik	103 cm
Toplam Uzunluk	72 cm	Katlanır Geniřlik	35 cm
Arka Tekerler	24" PU	n Tekerler	7" PU
Materyal	Alminyum / Aluminum	rn Aęırlıęı	15.30 kg
Max.Tařıma Kapasitesi	100 kg	Koli lleri	80-28-91 cm
Konteyner Yk Adedi	20'DC / 137 - 40'DC / 319	Tilt	-