



G760 Katlanır Aktif Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Geniřlięi	38-40-42 cm	Oturma Yeri Derinlięi	40 cm
Oturma Yeri Ykseklięi	-	Oturma Yeri Aısı	-
Sırtlık Ykseklięi	44 cm	Kolak Ykseklięi	-
Toplam Geniřlik	60 cm	Toplam Ykseklik	79 cm
Toplam Uzunluk	87 cm	Katlanır Geniřlik	79-35-87 cm
Arka Tekerler	24" PNU	n Tekerler	4" PU
Materyal	Aluminium Alloy	rn Aęırlıęı	11.3 kg
Max.Tařıma Kapasitesi	100 kg	Koli lleri	79 x 60 x 87 cm
Konteyner Yk Adedi	20' DC 80 Adet / Pcs - 40' DC 163 Adet / Pcs	Tilt	-