



JT-098 Katlanır Akülü Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Geniřlięi	45 cm	Oturma Yeri Derinlięi	42 cm
Oturma Yeri Ykseklięi	50 cm	Oturma Yeri Açıřı	3°
Sırtlık Ykseklięi	42 cm	Kolçak Ykseklięi	23 cm
Toplam Geniřlik	68 cm	Toplam Ykseklik	91 cm
Toplam Uzunluk	108 cm	Katlanır Geniřlik	35 cm
Arka Tekerler	16" PNU	n Tekerler	10" PU
Materyal	Çelik / Steel	rn Aęırlıęı	35 kg + 7 kg (Ak / Battery)
Max. Tařıma Kapasitesi	136 kg	Koli lçleri	78 x 41 x 82 cm
Konteyner Yk Adedi	20'DC / 70 – 40'DC / 210	Max. Hız	6.0 KM/H
Max. Erim Mesafesi	15 Km	Dn. Yarıçapı	60 cm
Motorlar	2xDC 250W	Kontrol Aygıtı	Chinese NewVR2 70A
Ak	12 AH Kurřun / Lead Acid	řarj Cihazı	5 Amp Off-Board
Fren	Elektronik / Electronic	Max. Gvenli Eęim	12°
Max. Engel Atlama	10 cm	Tilt	Var / Available