



JT-099 Katlanır Akülü Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Geniřlięi	45 cm	Oturma Yeri Derinlięi	42 cm
Oturma Yeri Yükseklięi	50 cm	Oturma Yeri Açısı	3°
Sırtlık Yükseklięi	42 cm	Kolçak Yükseklięi	23 cm
Toplam Geniřlik	60 cm	Toplam Yükseklik	96 cm
Toplam Uzunluk	104 cm	Katlanır Geniřlik	43 cm
Arka Tekerler	16" PNU	Ön Tekerler	10" PU
Materyal	Çelik / Steel	Ürün Aęırlıęı	42.18 kg
Max. Tařıma Kapasitesi	136 kg	Koli Ölçüleri	82-45-72 cm
Konteyner Yüđ Ađedi	20'DC / 105 – 40'DC / 245	Max. Hız	6.0 KM/H
Max. Erim Mesafesi	15 Km	Dön. Yarıçapı	60 cm
Motorlar	2xDC 250W	Kontrol Aygıtı	Chinese NewVR2 70A
Akü	2x12 AH Kurşun / Lead Acid	řarj Cihazı	5 Amp Off-Board
Fren	Elektromanyetik / Electromagnetic	Max. Güvenli Eğim	12°
Max. Engel Atlama	10 cm	Tilt	Var / Available