



JT-308 Hafif Akülü Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Geniřlięi	41 cm	Oturma Yeri Derinlięi	41 cm
Oturma Yeri Yükseklięi	52 cm	Oturma Yeri Açısı	3°
Sırtlık Yükseklięi	36 cm	Kolçak Yükseklięi	22 cm
Toplam Geniřlik	57 cm	Toplam Yükseklik	-
Toplam Uzunluk	97 cm	Katlanır Geniřlik	Katlanabilir / Folded
Arka Tekerler	8" PU	Ön Tekerler	6" PU
Materyal	Alüminyum - Aluminum	Ürün Aęırlıęı	17 kg
Max.Tařıma Kapasitesi	100 kg	Koli Ölçüleri	55 x 24 x 79 cm
Konteyner Yük Adedi	20'DC 250 - 40'DC 630	Max. Hız	6 km/h
Max. Erim Mesafesi	18 km	Dön. Yarıçapı	85 cm
Motorlar	2xDC Fırçasız / Brushless 24V 250W	Kontrol Aygıtı	China
Akü	6AH Lityum / Lithium	řarj Cihazı	220-110V/3A
Fren	Elektromanyetik / Electromagnetic	Max. Güvenli Eğim	6°
Max. Engel Atlama	2,5 cm	Tilt	-