



JT-309 Hafif Akülü Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Geniřlięi	47 cm	Oturma Yeri Derinlięi	44 cm
Oturma Yeri Yükseklięi	51 cm	Oturma Yeri Açısı	3°
Sırtlık Yükseklięi	42 cm	Kolçak Yükseklięi	23 cm
Toplam Geniřlik	63 cm	Toplam Yükseklik	99 cm
Toplam Uzunluk	110 cm	Katlanır Geniřlik	37 cm
Arka Tekerler	12" PNU	Ön Tekerler	8" PU
Materyal	Alüminyum / Aluminum	Ürün Aęırlıęı	25 kg
Max. Tařıma Kapasitesi	150 kg	Koli Ölçüleri	82-43-65 cm
Konteyner Yük Adedi	20'DC 150 - 40'DC 270	Max. Hız	6.0 KM/H
Max. Erim Mesafesi	20 Km	Dön. Yarıçapı	58 cm
Motorlar	2xDC 250W	Kontrol Aygıtı	Chinese NewVR2 70A
Akü	12Ah Lityum	řarj Cihazı	3 Amp(Off-Board)
Fren	Elektromanyetik / Electromagnetic	Max. Güvenli Eğim	12°
Max. Engel Atlama	10 cm	Tilt	-