



S150 Merdiven Çıkma Sandalyesi

Oturma Yeri Genişliği	36 cm	Oturma Yeri Derinliği	40 cm
Oturma Yeri Yüksekliği	54 cm	Oturma Yeri Açısı	-
Sırtlık Yüksekliği	43 cm	Kolçak Yüksekliği	27 cm
Toplam Genişlik	52 cm	Toplam Yükseklik	109 cm
Toplam Uzunluk	80 cm	Katlanır Genişlik	32 cm
Arka Tekerler	6" PVC	Ön Tekerler	4" PVC
Materyal	Alüminyum Alloy	Ürün Ağırlığı	41.88 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	90 kg	Koli Ölçüleri	110 - 33 - 57 mm
Konteyner Yük Adedi	20'DC / 135 – 40'DC / 314	Max. Hız	6 km/h
Max. Erim Mesafesi	25 km	Dön. Yarıçapı	58 cm
Motorlar	120W - 3000 RPM	Kontrol Aygıtı	-
Akü	2x12 AH Kurşun / Lead	Şarj Cihazı	5 Amp (Off Board)
Fren	Manuel / Manuel	Max. Güvenli Eğim	12°
Max. Engel Atlama	10 cm	Tilt	-