



S220 Standart Akülü Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Genişliği	45 cm	Oturma Yeri Derinliği	43 cm
Oturma Yeri Yüksekliği	61 cm	Oturma Yeri Açısı	—
Sırtlık Yüksekliği	54 cm	Kolçak Yüksekliği	23 cm
Toplam Genişlik	65 cm	Toplam Yükseklik	108 cm
Toplam Uzunluk	110 cm	Katlanır Genişlik	—
Arka Tekerler	14" PNU - Havalı	Ön Tekerler	10" PNU - Havalı
Materyal	Çelik / Steel	Ürün Ağırlığı	99.50 kg
Max.Taşıma Kapasitesi	180 kg	Koli Ölçüleri	95-69-73 cm
Konteyner Yük Adedi	20'DC / 48 – 40'DC / 108	Max. Hız	6.0 KM/H
Max. Erim Mesafesi	40 Km	Dön. Yarıçapı	82 cm
Motorlar	2xDC 24V 450W	Kontrol Aygıtı	PG VR2 70A
Akü	2x55 AH Jel	Şarj Cihazı	5 Amp Off-Board
Fren	Elektromanyetik / Electromagnetic	Max. Güvenli Eğim	12°
Max. Engel Atlama	10 cm	Sırt Yatma Derecesi	45°