



S230 Akülü Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Geniřlięi	45 cm	Oturma Yeri Derinlięi	45 cm
Oturma Yeri Yükseklięi	54 cm	Oturma Yeri Açısı	3°
Sırtlık Yükseklięi	50 cm	Kolçak Yükseklięi	24 cm
Toplam Geniřlik	61 cm	Toplam Yükseklik	101 cm
Toplam Uzunluk	109 cm	Katlanır Geniřlik	-
Arka Tekerler	14'' Kauçuk Havalı / Rubber Tire	Ön Tekerler	10'' Kauçuk Havalı / Rubber Tire
Materyal	Çelik + Alüminyum / Steel+Aluminium	Ürün Aęırlıęı	110 kg
Max. Tařıma Kapasitesi	150 kg	Koli Ölçüleri	91x69x74 cm
Konteyner Yükl Adedi	20'DC 35 - 40'DC 140	Max. Hız	10-12 km/h
Max. Erim Mesafesi	60-80 km	Dön. Yarıçapı	1170 mm
Motorlar	2xDC 24V 450W	Kontrol Aygıtı	PG 70A
Akü	2x58 AH Kurşun / Lead Acid	řarj Cihazı	6 Amp(Off-Board)
Fren	Elektromanyetik / Electromagnetic	Max. Güvenli Eğim	10-13°
Max. Engel Atlama	50 mm	Sırt Yatırma Derecesi	150°
Tilt	-		