



## S240 Akülü Tekerlekli Sandalye

|                        |                                    |                       |                                  |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Oturma Yeri Geniřlięi  | 45 cm                              | Oturma Yeri Derinlięi | 45 cm                            |
| Oturma Yeri Yükseklięi | 60 cm                              | Oturma Yeri Açısı     | 3°                               |
| Sırtlık Yükseklięi     | 50 cm                              | Kolçak Yükseklięi     | 20 cm                            |
| Toplam Geniřlik        | 65 cm                              | Toplam Yükseklik      | 110 cm                           |
| Toplam Uzunluk         | 120 cm                             | Katlanır Geniřlik     | -                                |
| Arka Tekerler          | 14'' Kauçuk Havalı / Rubber Tire   | Ön Tekerler           | 10'' Kauçuk Havalı / Rubber Tire |
| Materyal               | Çelik + Alüminyum / Steel+Aluminum | Ürün Ağırlığı         | 177 kg                           |
| Max. Taşıma Kapasitesi | 150 kg                             | Koli Ölçüleri         | 112x72x87 cm                     |
| Konteyner Yük Adedi    | 20'DC 22 - 40'DC 85                | Max. Hız              | 12-13 km/h                       |
| Max. Erim Mesafesi     | 80-100 km                          | Dön. Yarıçapı         | 1160 mm                          |
| Motorlar               | 2xDC 24V 600W                      | Kontrol Aygıtı        | PG 90A                           |
| Akü                    | 2x80 AH Kurşun / Lead Acid         | Şarj Cihazı           | 8 Amp(Off-Board)                 |
| Fren                   | Elektromanyetik / Electromagnetic  | Max. Güvenli Eğim     | 10-13°                           |
| Max. Engel Atlama      | 60 mm                              | Sırt Yatma Derecesi   | 150°                             |
| Tilt                   | -                                  |                       |                                  |