



S250 Multi Fonksiyonel Akülü Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Geniřlięi	45 cm	Oturma Yeri Derinlięi	46 cm
Oturma Yeri Yükseklięi	52 cm	Oturma Yeri Açısı	3°
Sırtlık Yükseklięi	48 cm	Kolçak Yükseklięi	23 cm
Toplam Geniřlik	68 cm	Toplam Yükseklik	119 cm
Toplam Uzunluk	126 cm	Katlanır Geniřlik	–
Arka Tekerler	16" PNU - Havalı	Ön Tekerler	10" PNU - Havalı
Materyal	Çelik / Steel	Ürün Ağırlığı	116 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	150 kg	Koli Ölçüleri	97 x 74 x 90 cm
Konteyner Yük Adedi	20' DC 36 - 40' DC 78	Max. Hız	12 KM/H
Max. Erim Mesafesi	50 Km	Dön. Yarıçapı	100 cm
Motorlar	2xDC 24V 500W	Kontrol Aygıtı	Chinese NewVR2 70A
Akü	2x58 AH Kurşun / Lead	Şarj Cihazı	5 Amp(Off-Board)
Fren	Elektromanyetik / Electromagnetic	Max. Güvenli Eğim	12°
Max. Engel Atlama	10 cm	Tilt	Var / Available