



S260 Akülü Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Geniřlięi	45 cm	Oturma Yeri Derinlięi	45 cm
Oturma Yeri Ykseklięi	56 cm	Oturma Yeri Aęısı	3°
Sırtlık Ykseklięi	50 cm	Kolęak Ykseklięi	25 cm
Toplam Geniřlik	65 cm	Toplam Ykseklik	228 cm
Toplam Uzunluk	115 cm		
Arka Tekerler	16'' Kauęuk Havalı / Rubber Tire	n Tekerler	10'' Kauęuk Havalı / Rubber Tire
Materyal	ęelik + Alminyum / Steel+Aluminum	rn Aęırlıęı	122 kg
Max. Tařıma Kapasitesi	150 kg	Koli lęleri	112x72x97 cm
Konteyner Yk Adedi	20'DC 22 - 40'DC 85	Max. Hız	10-12 km/h
Max. Erim Mesafesi	80-100 km	Dn. Yarıęapı	117 cm
Motorlar	2xDC 24V 450W	Kontrol Aygıtı	PG 70A
Ak	2x80 AH Kurřun Asit / Lead Acid	řarę Cihazı	8 Amp(Off-Board)
Fren	Elektromanyetik / Electromagnetic	Max. Gvenli Eęim	10-13°
Max. Engel Atlama	6 cm	Sırt Yatma Derecesi	120°
Tilt	Var - Available		