



S300 Ayağa Kaldıran Akülü Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Genişliği	45 cm	Oturma Yeri Derinliği	45 cm
Oturma Yeri Yüksekliği	55 cm	Oturma Yeri Açısı	3°
Sırtlık Yüksekliği	50 cm	Kolçak Yüksekliği	20 cm
Toplam Genişlik	68 cm	Toplam Yükseklik	125 cm
Toplam Uzunluk	122 cm	Katlanır Genişlik	-
Arka Tekerler	14'' Kauçuk Havalı / Rubber Tire	Ön Tekerler	8'' Kauçuk Havalı / Rubber Tire
Materyal	Çelik + Alüminyum / Steel+Aluminum	Ürün Ağırlığı	147 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	150 kg	Koli Ölçüleri	112x72x97 cm
Konteyner Yük Adedi	20'DC 22 - 40'DC 85	Max. Hız	8-9 km/h
Max. Erim Mesafesi	40-60 km	Dön. Yarıçapı	110 cm
Motorlar	2xDC 24V 320W	Kontrol Aygıtı	Dynamtic
Akü	2x40 AH Kurşun / Lead Acid	Şarj Cihazı	6 Amp(Off-Board)
Fren	Elektromanyetik / Electromagnetic	Max. Güvenli Eğim	10-13°
Max. Engel Atlama	5 cm	Sırt Yatma Derecesi	120°
Tilt	-		