



S301 Ayaga Kaldıran Akülü Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Genişliği	44 cm	Oturma Yeri Derinliği	46 cm
Oturma Yeri Yüksekliği	56-69 cm	Oturma Yeri Açısı	—
Sırtlık Yüksekliği	54 cm	Kolçak Yüksekliği	26-27 cm
Toplam Genişlik	65 cm	Toplam Yükseklik	133 cm
Toplam Uzunluk	132 cm	Katlanır Genişlik	—
Arka Tekerler	14" PNU - Havalı	Ön Tekerler	10" PNU - Havalı
Materyal	Çelik / Steel	Ürün Ağırlığı	143 kg
Max.Taşıma Kapasitesi	110 kg	Koli Ölçüleri	120-73-88 cm
Konteyner Yük Adedi	20'DC / 36 – 40'DC / 84	Max. Hız	10 KM/H
Max. Erim Mesafesi	22 km	Dön. Yarıçapı	-
Motorlar	2xDC 24V 340W	Kontrol Aygıtı	Dynamic 60A
Akü	2x55 AH Jel	Şarj Cihazı	-
Fren	-	Max. Güvenli Eğim	12°