



S302 Ayağa Kaldıran Akülü Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Genişliği	45 cm	Oturma Yeri Derinliği	45 cm
Oturma Yeri Yüksekliği	55 cm	Oturma Yeri Açısı	3°
Sırtlık Yüksekliği	55 cm	Kolçak Yüksekliği	27 cm
Toplam Genişlik	65 cm	Toplam Yükseklik	110 cm
Toplam Uzunluk	120 cm	Katlanır Genişlik	-
Arka Tekerler	14" Kauçuk Havalı / Rubber Tire	Ön Tekerler	9" Kauçuk Havalı / Rubber Tire
Materyal	Çelik + Alüminyum / Steel+Aluminum	Ürün Ağırlığı	180 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	120 kg	Koli Ölçüleri	123x73x90 cm
Konteyner Yük Adedi	20' DC 30 / 40' DC 80	Max. Hız	10-12 km/h
Max. Erim Mesafesi	60-80 km	Dön. Yarıçapı	122 cm
Motorlar	2xDC 24V 450W	Kontrol Aygıtı	PG 51887 70A
Akü	2x55 AH Kurşun / Lead Acid	Şarj Cihazı	6 Amp(Off-Board)
Fren	Elektromanyetik / Electromagnetic	Max. Güvenli Eğim	10-13°
Max. Engel Atlama	5 cm	Sırt Yatma Derecesi	120°
Tilt	Var - Available		