



S350 Deiser Midi Scooter

Oturma Yeri Geniřlięi	50 cm	Oturma Yeri Derinlięi	48 cm
Oturma Yeri Ykseklięi	56 cm	Oturma Yeri Aısı	–
Sırtlık Ykseklięi	71 cm	Kolak Ykseklięi	25 cm
Toplam Geniřlik	65 cm	Toplam Ykseklik	121 cm
Toplam Uzunluk	125 cm	Katlanır Geniřlik	-
Arka Tekerler	410/350-5" HAVALI	n Tekerler	410/350-5" HAVALI
Materyal	elik / Steel	rn Aęırlıęı	95 kg
Max. Tařıma Kapasitesi	180 kg	Koli lleri	120-73-88 cm
Konteyner Yk Adedi	20'DC / 36 – 40'DC / 84	Max. Hız	12 KM/H
Max. Erim Mesafesi	40 Km	Dn. Yarıapı	82 cm
Motorlar	1 DC 24V 600W (MTM)	Kontrol Aygıtı	PG S-Drive 120A
Ak	2x40 AH Jel / Gel	řarj Cihazı	5 Amp Off-Board
Fren	Elektromanyetik / Electromagnetic	Max. Gvenli Eęim	12°
Max. Engel Atlama	10 cm	Sırt Yatma Derecesi	45°