



S458 Çocuk Akülü Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Genişliği	38 cm	Oturma Yeri Derinliği	40 cm
Oturma Yeri Yüksekliği	48 cm	Oturma Yeri Açısı	3°
Sırtlık Yüksekliği	45 cm	Kolçak Yüksekliği	23 cm
Toplam Genişlik	60 cm	Toplam Yükseklik	105 cm
Toplam Uzunluk	86 cm	Katlanır Genişlik	-
Arka Tekerler	12'' Kauçuk Havalı / Rubber Tire	Ön Tekerler	8'' Dolgu / Solid Tire
Materyal	Çelik + Alüminyum / Steel+Aluminum	Ürün Ağırlığı	38 kg
Max.Taşıma Kapasitesi	80 kg	Koli Ölçüleri	70x47x90 cm
Konteyner Yük Adedi	20'DC 50 - 40'DC 193	Max. Hız	8-9 km/h
Max. Erim Mesafesi	15-20 km	Dön. Yarıçapı	85 cm
Motorlar	2xDC 24V 250W	Kontrol Aygıtı	WUYANG
Akü	20 AH /24V LI-ON	Şarj Cihazı	2 Amp(Off-Board)
Fren	Elektromanyetik / Electromagnetic	Max. Güvenli Eğim	10-13°
Max. Engel Atlama	6 cm	Sırt Yatma Derecesi	180°
Tilt	Var - Available		