



S470 Karbon Akülü Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Geniřlięi	41 cm	Oturma Yeri Derinlięi	40 cm
Toplam Geniřlik	60 cm	Toplam Yükseklik	90 cm
Toplam Uzunluk	85 cm	Katlanır Geniřlik	26 cm
Arka Tekerler	12" PU	Ön Tekerler	6.5" PU
Materyal	Karbon / Carbon	Ürün Aęırlıęı	13.5 kg
Max.Tařıma Kapasitesi	135 kg	Dön. Yarıęapı	80 cm
Motorlar	2x150W		
Akü	10 AH Lityum / Litium		
Fren	Elektromanyetik / Electromagnetic		
Max. Engel Atlama	6°		