



X40 Robooter Akülü Tekerlekli Sandalye

Oturma Yeri Genişliği	42 cm	Oturma Yeri Derinliği	42 cm
Oturma Yeri Yüksekliği	50 cm	Oturma Yeri Açısı	3°
Sırtlık Yüksekliği	58 cm	Kolçak Yüksekliği	23 cm
Toplam Genişlik	62.5 cm	Toplam Yükseklik	93 cm
Toplam Uzunluk	107 cm	Katlanır Genişlik	40 cm
Arka Tekerler	10" PU	Ön Tekerler	10" PU
Materyal	Alüminyum / Aluminum Alloy	Ürün Ağırlığı	43 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	150 kg	Koli Ölçüleri	103 x 78 x 46 cm
Konteyner Yük Adedi	20'DC 70 - 40'DC 150	Max. Hız	6 kmh/h
Max. Erim Mesafesi	35 km	Dön. Yarıçapı	65 cm
Motorlar	2x200W	Kontrol Aygıtı	Chinese NewVR2 70A
Akü	20 AH Lityum / Lithium	Şarj Cihazı	5 Amp(Off-Board)
Fren	Elektromanyetik / Electromagnetic	Max. Güvenli Eğim	12°
Max. Engel Atlama	10 cm	Tilt	Var / Available