



XZ-DROID A Robooter Akülü Tekerlekli Sandalye

Toplam Genişlik	52 cm	Toplam Yükseklik	113.5 - 126.1 cm
Toplam Uzunluk	83 cm	Katlanır Genişlik	-
Arka Tekerler	5"	Ön Tekerler	10"
Materyal	-	Ürün Ağırlığı	100 kg Brüt / Gross
Max. Taşıma Kapasitesi	100 kg	Max. Hız	4.5 km /h
Max. Erim Mesafesi	15 km	Dön. Yarıçapı	63 cm
Motorlar	2 x 250 W / Fırçalı Motor / Brushed Motor	Kontrol Aygıtı	-
Akü	15 AH / Üçlü Lityum PİL / Ternary Lithium Battery	Max. Güvenli Eğim	5°
Max. Engel Atlama	4 cm	Tilt	-