



XZ-DROID P Roboter Pediatrik Akülü Tekerlekli Sandalye

Toplam Genişlik	52 cm	Toplam Yükseklik	109 cm
Toplam Uzunluk	83 cm	Katlanır Genişlik	-
Arka Tekerler	5"	Ön Tekerler	10"
Materyal	-	Ürün Ağırlığı	90+3 kg
Max.Taşıma Kapasitesi	60 kg	Max. Hız	4.5 km /h
Max. Erim Mesafesi	15 km	Dön. Yarıçapı	63 cm
Motorlar	2 x 250 W / Fırçalı Motor / Brushed Motor	Kontrol Aygıtı	-
Akü	15 AH / Üçlü Lityum Pil / Ternary Lithium Battery	Max. Güvenli Eğim	5°
Tilt	-		